



การใช้เครื่อง Electric Oven



*** พนักงานที่ใช้ต้องได้รับการ Training จากหัวหน้างานระดับ Supervisor และผ่านการประเมินผล ***

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กด Switch On/Off เพื่อเปิดเครื่อง
2. ทำการตั้งอุณหภูมิโดยกดปุ่ม Set ค้าง รอให้ไฟกระพริบหยุดตรงรูป  แล้วปล่อย กด Set ค้างอีกครั้ง แล้วหมุนปุ่ม On เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ Test โดยหมุนปุ่ม On เพิ่มลดตัวเลข รอจนอุณหภูมิที่ได้แล้ว จึงค่อยตั้งเวลา
3. ทำการตั้งเวลาโดยกดปุ่ม Set ค้าง รอให้ไฟกระพริบหยุดตรงรูป  แล้วปล่อย กด Set ค้างอีกครั้ง แล้วหมุนปุ่ม On เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ Test
4. นำชิ้นงานเข้าตู้ โดยวางในถาดชิ้นงาน และต้องสวมถุงมือกันความร้อนทุกครั้ง
5. เมื่อจบการทดสอบชิ้นงานให้นำชิ้นงานออกจากเครื่อง Electric Oven และต้องสวมถุงมือกันความร้อนทุกครั้ง แล้วนำชิ้นงานออก โดยใส่โถดูดความชื้น (Desiccator) ทิ้งให้เย็นประมาณ 10-30 นาที
6. กด Switch On/Off เพื่อปิดเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จ

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย

1. จ.ป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจเช็คระบบ Safety ของเครื่องและมีการบันทึกการตรวจเช็คประจำวันอยู่เสมอ
2. ห้ามวางชิ้นงานติดผนังตู้หรือโดนขดลวด เพราะอาจจะทำให้เกิด Over Heat ได้
3. เปิด Hood ดูดควันทุกครั้งที่เปิดใช้ตู้อบ เพื่อป้องกันเรื่องของกลิ่นที่อาจจะอันตราย
4. อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 - ควรสวมถุงมือ เพื่อป้องกันความร้อน
 - ควรสวมผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันควันหรือกลิ่นจากการทดสอบชิ้นงาน
 - สวมรองเท้า Safety เพื่อป้องกันการสิ่งของตกหล่นใส่เท้า

วิธีการบำรุงรักษา

1. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
2. ห้ามใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เป็นโลหะขีดขีดด้านนอก หรือด้านในตู้อบ
3. ห้ามนำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้กับตู้อบโดยเด็ดขาด