

คู่มือการใช้ท่อรับ-ส่งตัวอย่าง

***** พนักงานที่ใช้ต้องได้รับการ Training จากหัวหน้างานระดับ Supervisor และผ่านการประเมินผล *****

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับงานที่เป็นแคปซูล โดยให้สังเกตสัญญาณไฟดับแล้วจึงเอาแคปซูลออก
2. หากสัญญาณไฟยังไม่ดับห้ามเปิดช่องรับตัวอย่างโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่น
 - จะมีเสียงลมดังมาก
 - แคปซูลจะตกและกระแทกอย่างรุนแรง
 - อาจทำให้การส่งช้าและทำให้แคปซูลค้างอยู่ในท่อได้
3. เมื่อทำการส่งตัวอย่างต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 1.5 กก. เพราะจะทำให้แคปซูลไปไม่ถึงผู้รับหรืออาจจะไม่ไปหรือค้างอยู่ในท่อส่งตัวอย่าง
4. การส่งต้องปิดฝาแคปซูลให้สนิทแล้วนำแคปซูลใส่ในช่องรับ-ส่งตัวอย่างปิดฝารอบช่องให้สนิทแล้วกดปุ่มส่ง จะมีสัญญาณไฟสีแดงแสดงให้เห็นเมื่อสัญญาณไฟดับหมายความว่าแคปซูลไปถึงผู้รับแล้ว

มาตรการเรื่องความปลอดภัย

1. จ.ป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจเช็คระบบการใช้งานที่ปลอดภัยและมีการบันทึกการตรวจเช็คประจำวันอยู่เสมอ
2. ห้ามเปิดช่องรับ-ส่งในขณะที่เครื่องส่งกำลังทำอยู่โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้
3. ไม่ควรกดปุ่มส่งตัวอย่างเล่นในขณะที่ไม่ใช้งาน เพราะจะทำให้ชำรุดเสียหายได้
4. ให้ระวังเรื่องของการส่งควรปิดช่องรับ-ส่งให้สนิท เพราะจะทำให้แคปซูลค้าง
5. ขณะที่มียตัวอย่างส่งมาให้พนักงานระวัง ห้ามเปิดหรือยื่นมือเข้าไปรับตัวอย่างเพราะจะเป็นอันตรายได้ถ้ามีการส่งแคปซูลมากกว่า 1 แคปซูล
6. การส่งทุกครั้งไม่ควรส่งที่ละหลายแคปซูล เพราะจะทำให้แคปซูลค้างท่อได้หรือเป็นอันตรายกับผู้รับ ฉะนั้นให้ส่งได้ครั้งละ 1 แคปซูลเท่านั้น

วิธีการบำรุงรักษา

1. ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดถูเป็นประจำ
2. ควรนำแคปซูลออกทุกครั้งที่ได้รับตัวอย่างเพื่อไม่ให้ช่องรับเต็มแล้วไม่อาจจะส่งได้อีก
3. ไม่ควรนำวัสดุชนิดใด ใส่ลงไปในท่อรับ-ส่งเพราะจะทำให้ติดค้างในท่อจนทำให้แคปซูลติดค้าง